

Návod k použití zdravotnického prostředku



Přečtěte si pozorně tento návod k použití dříve, než začnete přípravek **HYDROFEMIN** používat. Obsahuje důležité informace pro pacienta. Ponechte si návod k použití pro případ, že si ho budete potřebovat přečíst znovu.

HydroFemin vaginální gel 50 ml

Co je přípravek HYDROFEMIN a k čemu se používá:

Účinnými složkami přípravku HYDROFEMIN jsou kyselina hyaluronová a kyselina mléčná. Kyselina hyaluronová je přirozenou součástí lidského těla. Jedná se o polysacharid, který patří do glykosaminoglykanů, skládajících se z disacharidových jednotek N-acetylglukosaminu a glukuronátu sodného spojených β -glykosidickými vazbami.

Kyselina hyaluronová vytváří v kombinaci s vlhkým sekretem vaginální sliznice ochranný gelový povlak, který:

- zvlhčuje sliznici
- chrání sliznici a zabraňuje pronikání a růstu patogenní mikroflóry
- urychluje přirozený proces hojení a regenerace poškozené sliznice
- stimuluje přirozené protizánětlivé procesy.

Za fyziologických podmínek je vaginální epitel dostatečně pokryt bakteriemi kyseliny mléčné, které mají adhezni vlastnosti. Kyselina mléčná, druhá účinná složka přípravku, zajišťuje kyselé prostředí pochvy, a tím udržuje mikrobiální rovnováhu a zabraňuje šíření patogenních bakterií.

Složení:

Sodná sůl kyseliny hyaluronové, kyselina mléčná, glycerin, hydroxyethylcelulóza, methylparaben, propylparaben, čištěná voda

INDIKACE:

Přípravek **HYDROFEMIN** vaginální gel lze použít na podporu regenerace vaginální sliznice při potížích způsobených:

- vaginální suchostí spojenou s hormonálními změnami ve všech fázích života ženy, především v období menopauzy, po porodu, při kojení a po chemoterapii a radioterapii
- oděrkami nebo jinými faktory souvisejícími se superinfekcí.

Jemný vaginální gel **HYDROFEMIN** bez barvy a zápachu chrání tkáň, obnovuje přirozený fyziologický stav vaginální sliznice po gynekologické operaci a zmírňuje příznaky vaginální atrofie, tj. svědění, pálení, otok, zarudnutí, abnormální výtok, pocit napjatosti tkáň nebo diskomfortu při pohlavním styku.

JAK SE PŘÍPRAVEK HYDROFEMIN UŽÍVÁ:

Před použitím vaginálního gelu HYDROFEMIN si důkladně umyjte ruce.

Potom přišroubujte aplikátor na tubu s gelem, jemně stlačte a naplňte aplikátor. Vložte aplikátor do pochvy a aplikujte gel.

Po použití aplikátor důkladně umyjte.

Aplikujte jednou denně na noc nebo před plánovaným pohlavním stykem. Na ochranu při mírném výtoky gelu z pochvy použijte slipovou vložku. Vaginální gel je určen pouze k vaginálnímu použití.

KONTRAINDIKACE:

V případě známé precitlivělosti na některou ze složek gelu a při chronickém a akutním zánětu, projevujícím se hnisavým sekretem nebo nadměrnou sekrecí hlenu, vyžaduje používání přípravku doporučení gynekologa.

UPOZORNĚNÍ:

Vaginální gel je určen pouze k vaginálnímu použití. Nepoužívejte současně s jinými vaginálními přípravky (včetně vaginální antikoncepce). Nepoužívejte během menstruace nebo v případě zvýšené vaginální sekrece. Zabraňte kontaktu s očima.

Pokud se v průběhu léčby objeví pálení nebo svědění, přestaňte přípravek HYDROFEMIN používat a požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka. Během těhotenství lze přípravek používat pouze podle pokynů lékaře. Nepoužívejte poškozené aplikátory.

PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte aplikátory v původním obalu.

Uchovávejte při teplotě od 2 °C do 25 °C.

Uchovávejte přípravek **HYDROFEMIN** uzamčený a mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Nepoužívejte poškozené aplikátory.

BALENÍ:

Papírová krabička obsahuje tubu o objemu 50 ml s aplikátorem pro opakované použití a návodem k použití.

Výrobce:



Gofarm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Górników 21/26 30 - 819 Krakov

www.gofarm.pl

Výroba pro:

EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

H-1106 Budapešť, Maďarsko



Vysvětlivky k symbolům použitým na krabičce



Výrobce



Datum expirace



Číslo šarže



Čtěte návod k použití

25 °C



Teplota skladování



Nepoužívejte, je-li obal poškozen.

Návod k použití vydán v březnu 2015

Evidenční číslo MZ ČR: 201511227